

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués du mois de juillet 2021

1 – Préambule

Le GIE SESAM-Vitale **préconise fortement** que les lecteurs de cartes SESAM-Vitale homologués soient mis à jour avec la version la plus récente disponible de l'application du lecteur.

Anticiper dès à présent la mise à jour du lecteur à quoi cela sert-il ?

- Cela permet de **préparer la compatibilité des logiciels de facturation SESAM-Vitale avec le standard PC/SC** en installant dès maintenant sur le lecteur homologué une version 04.00 bi-mode. Cette mise à jour du lecteur doit toujours être effectuée que le logiciel du Professionnel de Santé soit ou non compatible PC/SC « c'est-à-dire > ou = à la version de CDC addendum 6 option PC/SC » et sans craindre un dysfonctionnement ou une dégradation de la solution utilisée par le Professionnel de Santé.
- Cela permet au Professionnel de Santé d'utiliser une version du lecteur homologué qui intègre les dernières évolutions et correctifs réalisés par l'équipementier pour **assurer un fonctionnement optimal du lecteur avec le logiciel du professionnel de santé**.
- Cela permet de **continuer à bénéficier du support technique** du fournisseur du lecteur.

La présente liste de lecteurs précise les dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués. Cette liste est mise à jour au fil de l'eau en fonction des nouvelles versions de maintenance fournies par les équipementiers **OLAQIN** et **KAPELSE**.

⇒ L'information relative aux **lecteurs homologués commercialisables** est disponible sur le [catalogue produit](#) du GIE SESAM-Vitale.

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués du mois de juillet 2021

2. Liste des dernières versions des applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués

| Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| CDC SESAM-Vitale | Version Référentiel TL/TLA | Equipementier | Produit | Dernière Version | Maintenance version logiciel lecteur | Migration TL et TLA bimode | Disponibilité lecteur à la vente | Statut des versions | |
| 1.31 | 02.00 | OLAQIN | Baladeur Santé | 01.15 | Non | Non | Indisponible | Versions obsolètes | |
| | | | Baladeur Santé Office | 02.13 | Non | Non | Indisponible | | |
| | 02.10 | OLAQIN | WYNID | WYLIS MEDIFIX | 01.02 | Non | Non | | Indisponible |
| | | | GEMALTO | GCR 750 | 02.11 | Non | Non | | Indisponible |
| | | | THALES e-Transactions | LCS5 100 (PROM : A106) | 02.11 | Non | Non | | Indisponible |
| 1.40 | 03.00 | CHERRY | G 80-8921 | 03.00 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | GEMALTO | GCR 750 | 03.01 | Non | Non | | Indisponible |
| | | OLAQIN | GEMSCOPE | 03.07 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | MAGIC 6000 | 03.04 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | SEALYS | 03.01 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | Baladeur Santé | 02.20 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | Baladeur Santé Office | 03.04 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | EFT 10, 20 et 30 | 03.00 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | EFT930 B, G et P | 03.52 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | EFTsmart | 03.11 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | ELITE 650 | 22 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | ICT 220 | 03.54 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | | ICT 250 | 03.54 | Non mais existe en v.03.30 | Non | Indisponible | | |
| | | | PRIUM-3S | 03.07 | Non mais existe en v.03.35 | Non | Indisponible | | |
| | | | Prium Service + | 03.07 | Non | Non | Indisponible | | |
| | | TWIN 10, 30 et 30+ | 03.03 | Non | Non | Indisponible | | | |
| | | TWIN 32 et 33 | 03.09 | Non | Non | Indisponible | | | |
| | | VitalAct 3S | 02.27 | Non mais existe en v.03.38 | Non | Indisponible | | | |
| | | VitalAct AM et PR | 02.22 | Non | Non | Indisponible | | | |
| | | THALES e-Transactions | DUALIS (PROM : A108) | 03.01 | Non | Non | Indisponible | | |
| LCS5100 (PROM : A106) | 03.01 | | Non | Non | Indisponible | | | | |
| WYNID | WYLIS MEDIFIX | 03.02 | Non | Non | Indisponible | | | | |
| 03.30 | OLAQIN | ICT 250 | 03.30 | Oui | Oui | Indisponible | | | |
| | | IHC 610 (SET-2) | 03.32 | Oui | Oui | Indisponible | | | |
| | | WL 250 | 03.32 | Oui | Oui | Indisponible | | | |
| | | WL 280 (HELIO) | 03.30 | Oui | Oui | Indisponible | | | |
| | | PRIUM-3S | 03.35 | Non | Non | Indisponible | | | |
| | | IHC 951 (PRIUM-4) | 03.32 | Oui | Oui | Indisponible | | | |
| | | TWIN 31 | 03.35 | Non | Non | Indisponible | | | |
| | | KAP&LINK | KAP&LINK | 03.34 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| Terminal Lecteur Bimode - TL PSS et PC/SC | | | | | | | | | |
| 04.00 | OLAQIN | ICT 250 | 04.04 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | IHC 610 (SET-2) | 04.02 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | WL 250 | 04.04 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | WL 280 (HELIO) | 04.04 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | IHC 951 (PRIUM-4) | 04.03 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | MOVE/5000 (TETRA) | 04.03 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | KAPELSE | KAP&LINK2 | 04.00 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | KAP&LINK | 04.02 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| Terminal Lecteur Applicatif - TLA PSS - et conforme au référentiel Terminal Lecteur 03.30 | | | | | | | | | |
| 1.40 | 03.30 | OLAQIN | VITAL'ACT-3S | 03.38 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | BALADEUR 2 | 03.32 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | WL 350 (VEHIS) | 03.38 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | 04.10 | OLAQIN | WL 350 (VEHIS) | 04.15 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | VITAL'ACT-3S | 04.19 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | BALADEUR 2 | 04.10 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| KAPELSE | eS-KAP-Ad | 04.12 | Oui | Oui | Indisponible | | | | |
| | KAP&GO | 04.10 | Oui | Oui | Indisponible | | | | |
| Terminal Lecteur Applicatif - TLA bimode - et conforme aux référentiels Terminal Lecteur 04.00 et TLA 04.20 | | | | | | | | | |
| 04.20 | OLAQIN | VITAL'ACT-3S | 04.24 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | BALADEUR 2 | 04.22 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | WL 350 (VEHIS) | 04.20 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | KAPELSE | KAP&GO | 04.21 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | eS-KAP-Ad | 04.22 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| Terminal Lecteur Applicatif - TLA PSS - et conforme au référentiel Terminal Lecteur 03.30 | | | | | | | | | |
| CDC SESAM-Vitale | Version Référentiel TL/TLA | Equipementier | Produit | Dernière Version | Maintenance version logiciel lecteur | Migration TL et TLA bimode | Disponibilité lecteur à la vente | Statut des versions | |
| 1.40 | 03.30 | OLAQIN | VITAL'ACT-3S | 03.38 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | BALADEUR 2 | 03.32 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | WL 350 (VEHIS) | 03.38 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | 04.10 | OLAQIN | WL 350 (VEHIS) | 04.15 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | VITAL'ACT-3S | 04.19 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | | | BALADEUR 2 | 04.10 | Oui | Oui | Indisponible | | |
| | KAPELSE | eS-KAP-Ad | 04.12 | Oui | Oui | Indisponible | | | |
| | | KAP&GO | 04.10 | Oui | Oui | Indisponible | | | |
| | Terminal Lecteur Applicatif - TLA bimode - et conforme aux référentiels Terminal Lecteur 04.00 et TLA 04.20 | | | | | | | | |
| | 04.20 | OLAQIN | VITAL'ACT-3S | 04.24 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | |
| BALADEUR 2 | | | 04.22 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| WL 350 (VEHIS) | | | 04.20 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| KAPELSE | | KAP&GO | 04.21 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |
| | | eS-KAP-Ad | 04.22 | Oui | Oui | Version bimode | Disponible | | |

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués du mois de juillet 2021

3. Commentaires sur la liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués.

La colonne « **Maintenance version logiciel lecteur** » : précise si le logiciel du lecteur est ou n'est plus maintenu par l'équipementier. La mention "Oui" dans la ligne signifie que l'équipementier peut apporter des correctifs en cas de dysfonctionnements avérés et/ou des évolutions. Dans ce cas, le numéro de version de l'application du lecteur change.

La colonne « **Dernière version** » : précise la dernière version connue pour l'équipement concerné. Une version non maintenue n'évolue plus, elle n'est plus corrigée et n'est plus fournie par l'équipementier à son réseau de distribution.

La colonne « **Statut des versions** » précise si :

- La version du lecteur est **obsolète**, dans ce cas, la version ne fait plus l'objet de mise à jour et d'une maintenance de l'équipementier. Le lecteur, même s'il fonctionne encore doit être changé pour présenter un fonctionnement nominal avec le poste de travail.
- La version du lecteur est **minimale**, dans ce cas la version est encore maintenue par l'équipementier mais ne peut plus être commercialisée.

La colonne « **Disponibilité lecteurs à la vente** » précise si le produit peut encore être commercialisé auprès des Professionnels de Santé via les réseaux de distribution.

Le Terminal Lecteur Applicatif (TLA) : Tous les TLA répondent aux exigences du Terminal Lecteur (TL).

Compatibilités TLA :

- Les TLA en version 03.30 sont au niveau fonctionnel addendum 2bis
- Les TLA en version 04.0x sont au niveau fonctionnel addendum 6
- Les TLA en version 04.xx sont au niveau fonctionnel addendum 7